

L e c a t a l o g u e

femina
by EDM

www.edm-imaging.com

EDM
medical
imaging

*Une autre vision
de l'imagerie*

Depuis plus de 30 ans,

EDM offre à ses clients des solutions personnalisées et adaptées à leurs exigences en accessoires et consommables autour de l'imagerie. La gamme Fémina, spécialement dédiée à la gynécologie, est ici associée à un large choix de produits complémentaires spécifiques à vos besoins, que vous soyez sage-femme ou gynécologue.

Notre équipe d'interlocuteurs consacrée aux cabinets privés, est à votre écoute :



Par téléphone

01 30 11 83 00

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00,
Le vendredi de 9h00 à 17h00



Par fax

01 39 35 75 25



Sur la boutique en ligne

www.shop.edm-imaging.com



Par courrier

1, rue des Boisseliers - 95330 Domont



SOMMAIRE

INSTRUMENTATION À USAGE UNIQUE



Exploration fonctionnelle	p 4
Instrumentation plastique	p 7
Contraception et set	p 8
Frottis et prélèvement cytologique	p 10
Désinfection du col	p 11
Biopsie et prélèvement histologique	p 11

INSTRUMENTATION RÉUTILISABLE



Exploration fonctionnelle	p 14
Instrumentation inox	p 16
Contraception	p 18
Biopsie et prélèvement	p 20
Désinfection des instruments	p 22
Stérilisation	p 24



IMAGERIE DE LA FEMME

Hystérographie	p 26
Consommable autour de l'imagerie	p 28
Gel d'échographie	p 30
Protection de sonde d'échographie	p 34
Désinfection des sondes d'échographie	p 35

CONSOMMABLE



Drap d'examen	p 40
Protection et habillage	p 41
Gants et doigtsiers	p 43
Soin	p 44
Désinfection des surfaces	p 50
Hygiène des mains	p 51
Hygiène intime	p 52



ÉQUIPEMENT

Mobilier	p 53
Média	p 58
Diagnostic	p 59

SPÉCULUM COLLIN

Recommandé pour les actes nécessitant une bonne visualisation et une accessibilité améliorée du col.



- 2 tailles disponibles
- Introduction de dispositif plus important par rapport à un spéculum de Cusco



- Examens gynécologiques
- Prélèvements vaginaux, frottis
- Hystérosonographies et hystérosalpingographies
- Poses de stérilet
- Coloscopies et biopsies
- Examens de prolapsus

Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Polystyrène
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Sans latex
- Emballage unitaire stérile

Réf.	Taille	Couleur	Diam.	Long.	Cdt.
PS3932700	S	○	27 mm	105 mm	35
PS3933000	M	●	33 mm	115 mm	35

La pose d'un spéculum, un moment redouté par les patientes ?

L'application d'une petite quantité de gel lubrifiant diminue significativement la douleur de la patiente lors de l'insertion du spéculum vaginal ¹

Notre sélection de gels lubrifiants !



+ de détails en page suivante



¹ Hill DA, Lamvu G. Effect of lubricating gel on patient comfort during vaginal speculum examination: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2012 Feb;119(2 Pt 1):227-31



SPÉCULUM CUSCO EDM

Idéal pour vos examens gynécologiques. Large choix de tailles pour chaque patiente !

- Plus de visibilité : transparence du spéculum
- Adaptation à chaque morphologie : 6 tailles différentes (de 10,9 à 12 cm)
- Meilleur accès au col
- Utilisation atraumatique : dispositif avec cran de blocage
- Évite les risques de contamination croisée

Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Polystyrène cristal aseptisé
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Sans latex
- Emballage unitaire stérile

Réf.	Taille	Couleur	Diam.	Long.	Cdt.
SPI204	XXS	■	15 mm	109 mm	100
SPI205	XS	○	20 mm	110 mm	100
SPI208	S	●	24 mm	109 mm	100
SPI206	M	●	26 mm	109 mm	100
SPI207	L	●	30 mm	112 mm	100
SPI209	XL	●	31 mm	120 mm	100
SPI210	-	-	-	-	100


CONDITIONNEMENT
SPÉCIALEMENT
CONÇU POUR
LES SAGES-FEMMES



CONDITIONNEMENT
100 UNITÉS - 4 TAILLES



Réf. SPI210



SPÉCULUM CUSCO PREMIUM

- Insertion atraumatique : le bec profilé permet une insertion aisée
- Meilleure solidité : axe en plastique renforcé
- Meilleur blocage : vis de maintien plus épaisse

Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Polystyrène - Fabriqué à partir de matière thermoplastique médicale de premier choix
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Sans latex
- Emballage unitaire stérile



Réf.	Taille	Couleur	Diamètre	Longueur	Cdt.
PS3592000	XS	○	20 mm	110 mm	50
PS3592400	S	●	24 mm	109 mm	50
PS3592600	M	●	26 mm	109 mm	50
PS3593000	L	●	30 mm	112 mm	50



DOIGTIER TYPE LEGUEU

Utilisé lors d'examens médicaux en exploration gynécologique.

Caractéristiques techniques :

- Taille unique : longueur 24 cm x largeur 20 cm
- Usage unique
- En polyéthylène, opaque

Réf.	Caract.	Condt.
DP422	Non stérile - 2 doigts	100
DS426	Non stérile - 2 doigts, emballage individuel	100



Exclusivité

EDM GEL LUBRIFIANT

Non gras, transparent et non irritant. Sans parfum, sans alcool et hypoallergénique.

- Formule à base d'eau
- Respectueuse des muqueuses
- Compatible avec l'instrumentation médicale
- Ne coule pas et ne colle pas
- Ne graisse pas
- 3 conditionnements




Réf.	Caract.	Cdt.
KLY5	Sachet de 5 g	100
KLY5-S	Sachet de 5 g stérile	100

Réf.	Caract.	Cdt.
KLY42	Tube de 42 g	6
KLY82	Tube de 82 g	12
KLY006	Distributeur de 250 ml	1

PINCE DE POZZI DROITE

Pour la préhension du col utérin

- Les pointes acérées et le triple crochet de fermeture permettent une prise ferme et sûre du col et évitent toute lésion ou perforation de l'utérus
- Une rigidité remarquable



INDICATIONS

- En cas de biopsie, cerclage ou conisation pour la préhension du col utérin
- Examen de routine
- Examen de grossesse
- Pose ou retrait de DIU, pour exercer une «traction-fixation» sur le col utérin afin de permettre d'ajuster l'angle de flexion de l'utérus à 180°.

Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Pince biocompatible en ABS

Réf.	Longueur	Cdt.
PS3180025	250 mm	20

PINCE DE CHÉRON

Permet le badigeonnage de désinfectant et/ou le nettoyage du col de l'utérus ou de la zone de travail.

- Excellente prise en main
- Extrémités arrondies et dentées pour agripper la compresse ou le tampon
- Version droite ou coudée



Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Pince biocompatible en ABS




INDICATIONS

- Soins au niveau du col utérin
- Retrait DIU

Réf.	Caract.	Longueur	Cdt.
PS3200025	Pince de Chéron droite	250 mm	20
PS3210025	Pince de Chéron coudée	250 mm	20

CISEAUX COUPE-FIL

- Excellente prise en main, sécurisée et confortable
- Découpe facile et efficace
- Version latérale ou distale



Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Lame en acier inoxydable



INDICATIONS

- Examen de routine
- Pose d'un DIU pour couper les fils


Réf.	Caract.	Longueur	Cdt.
PS3220022	Ciseaux coupe-fil latéral	220 mm	20
PS3580022	Ciseaux coupe-fil distal	260 mm	20

SET DE POSE STÉRILET

Pose d'un dispositif intra-utérin dans la cavité utérine - Set prêt à l'emploi

Composition du set :

- La pince de Pozzi droite permet la préhension du col utérin et la réalisation d'une "traction-fixation" sur le col utérin afin de permettre d'ajuster l'angle de flexion de l'utérus à 180°. Cette correction de l'angle de flexion est nécessaire lors de l'introduction d'instruments et de la pose du dispositif intra-utérin sans prendre le risque de perforer l'utérus.
- La pince de Chéron coudée permet de nettoyer l'utérus et la zone de travail.
- Les ciseaux coupe-fil latéral ou distal permettent de couper les fils du dispositif intra-utérin.
- Le choix de l'utilisation d'une paire de ciseaux coupe-fil latéral ou distal reste celui du praticien, en fonction de sa préférence et de son aisance dans l'acte à pratiquer.
- L'hystéromètre permet d'apprécier la profondeur de la cavité utérine.



2 sets disponibles
avec ciseaux coupe-fil
latéral ou distal

Caractéristiques techniques :


- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

Réf.	Composition du set				Cdt.
	Pince de Pozzi	Pince de Chéron	Ciseaux coupe-fil	Hystéromètre	
PS3230000	Droite	Coudée	Latéral	14 mm	10
PS3840000	Droite	Coudée	Distal	14 mm	10

CROCHET POUR RETRAIT DIU

Conçu pour localiser le fil du stérilet de vos patientes

- Récupération rapide du fil grâce à ses 7 encoches
- Adaptation facile à la morphologie de la patiente
- Confort de la patiente amélioré grâce à la pointe lisse et arrondie
- Facilité de la prise en main avec sa longue surface de maintien



INDICATIONS

Le crochet permet la récupération des fils d'un stérilet qui ont été perdus dans le canal endocervical ou dans la cavité utérine ainsi que l'extraction du stérilet si nécessaire.

Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Emballage unitaire

Réf.	Caractéristiques	Longueur	Cdt.
PS3830026	Crochet de retrait DIU	263 mm	10

HYSTÉROMÈTRE SOUPLE

Permet d'apprécier la profondeur utérine, notamment pour la pose ou le retrait d'un DIU

- Praticité grâce à son manche rigide et sa partie distale souple permettant une bonne adaptation aux parois du col utérin
- 3 tailles différentes



Réf.	Diamètre	Couleur.	Condt.
PS1251000	CH10 - 3,3 mm		25
PS1251200	CH12 - 4 mm		25
PS1251400	CH14 - 4,6 mm		25

Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Partie distale en polyéthylène
- Manche en polystyrène
- Sans latex
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

SET DE RETRAIT D'IMPLANT GYNÉCOLOGIQUE SOUS CUTANÉ

Soin de l'incision créée lors du retrait de l'implant contraceptif.

- 2 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm
- 1 champ 50 x 60 cm troué avec adhésif
- 1 seringue 3 mL
- 1 aiguille orange (25 G)
- 1 bistouri N° 15
- 1 bande adhésive 10 x 120 mm
- 1 bande extensible 3 m x 5 cm
- 1 pince Halstead mosquito courbée 12 cm
- 1 blister rigide 3 compartiments



Réf.	Caractéristiques	Cdt.
EDMM50202	Set de retrait d'implant gynécologique sous cutané	5

Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

BROSSETTE CERVICALE

Pour le recueil et l'amélioration du frottis endovaginal



Frottis endocervicaux, ou tout prélèvement bactériologique, mycologique, et/ou parasitologique

Caractéristiques techniques :

- Prélèvement de manière douce et efficace
- Sa boule permet de réduire les risques de perforation cervicale pendant l'examen.

REF 1403.0004

REF 1403.0008

Réf.	Caract.	Longueur	Cdt.
1403.0004	Brossette Ø 3,5 mm	190 mm	100
1403.0005	Brossette Ø 5,5 mm (avec boule)	200 mm	100

ÉCOUVILLON

Permet de réaliser l'écouvillonnage cytologique de l'endocol



Prélèvement vaginal et endocol

Réf.	Caract.	Longueur	Cdt.
1403.0008	Écouvillons	150 mm	100

REF 1403.0007

SPATULE D'AYRE

Pour le prélèvement lors du frottis de l'utérus.



Prélèvement de l'exocol

Caractéristiques techniques :

- Spatule en bois doux
- Non stérile

Réf.	Caract.	Longueur	Cdt.
1403.0007	Spatules d'Ayre	177 mm	200

REF 1403.0003

femina
by EDM

Exclusivité

BROSSE ENDOEXOCOL

Permet le prélèvement de l'endocol et de l'exocol en un seul geste rotatif.

- En un seul geste, toutes les cellules sont recueillies permettant de réaliser simultanément le prélèvement des cellules de l'endocol et de l'exocol
- Brosse flexible et détachable, idéale pour la cytologie en milieu liquide
- Grâce à son ergonomie et sa flexibilité, la brosse épouse parfaitement les contours du col de l'utérus



Prélèvement de l'endoexocol

Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

Réf.	Caract.	Cdt.
1403.0003	Brosse endoexocol stérile	100

BATONNET DE SOIN

Pour le recueil et l'amélioration du frottis endovaginal.

Réf.	Caract.	Longueur	Cdt.
EDM211751	Bâtonnet de soin	150 mm	100

Caractéristiques techniques :

- Classe I - non stérile
- Tige en polypropylène de 15 cm.
- Embout coton de 3 cm.



CUPULE STÉRILE EN PLASTIQUE

Pour la réalisation de badigeon.

Réf.	Caract.	Cdt.
EDM174617	Cupule stérile en plastique 120 ml	100

Caractéristiques techniques :

- Classe I - stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Simple emballage
- Capacité : 120 ml
- Diamètre : 80 mm



Biopsie et prélèvement histologique

PINCE À BIOPSIE DU COL

Permet de réaliser des biopsies sur des zones suspectes du col utérin.

- Manche en forme de paire de ciseaux pour une prise en main facile.
- Prélèvement aisé grâce aux mors de la pince.
- Poussoir détachable permettant la récupération facile du prélèvement.



- Utilisée dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus



Réf.	Caract.	Longueur	Cdt.
PS3600025	Pince à biopsie du col	260 mm	20

Caractéristiques techniques :

- Classe II a
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Pince en polyamide



Exclusivité

CURETTE D'ASPIRATION ENDOMÉTRIALE

La biopsie de l'endomètre par aspiration.

- Non traumatisant pour la patiente grâce à l'embout arrondi (Ref. 1403.0010)
- Meilleur échantillonnage de toutes les zones de la cavité utérine, même des zones difficiles à atteindre, grâce à sa flexibilité
- Aspiration plus efficace avec la curette 4 trous
- Graduation de 2 à 12 cm



REF 1403.0010



REF 1403.0009



INDICATIONS

- Diagnostic histologique et cytologique de l'endomètre
- Détection d'hyperplasie endométriale, cancer de l'endomètre et autres affections gynécologiques
- Détermination de la réponse au traitement hormonal substitutif à base d'oestrogènes
- Culture bactérienne ou microscopique lors de prélèvement d'échantillon menstruel utérin
- Détection de pathologies entraînant une infertilité

Caractéristiques techniques :

- Curette de type Z en 3 ou 4 trous d'aspiration
- Repère de profondeur situé à 2, 4, 6, 8, 10, 12
- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène


Réf.	Caract.	Longueur totale	Cdt.
1403.0009	Curette avec 4 trous d'aspiration	275 mm + Ø 3 mm	100
1403.0010	Curette avec 3 trous d'aspiration	285 mm + Ø 3 mm	100



Exclusivité

CURETTE D'ASPIRATION ENDOMÉTRIALE AVEC SERINGUE

- Manipulation facilitée grâce à la curette incurvée et graduée
- Curette semi-rigide de 3 mm pour minimiser les risques de perforation
- Permet plusieurs prélèvements lors d'une même intervention
- Conçu pour améliorer l'efficacité et la fiabilité du prélèvement et réduire l'inconfort physique de la patiente
- En fin de prélèvement, la curette en place peut servir de voie d'injection pour du produit de contraste et la réalisation d'une hystérosonographie



INDICATIONS

- Prélèvement histologique et cytologique de l'endomètre
- Recommandé pour les femmes pré et post ménopausées à des fins de diagnostics

Caractéristiques techniques :

- Dispositif de type Y composé d'une seringue 10 cc avec un ressort d'arrêt pour éviter tout reflux et d'une curette de 3 mm de diamètre
- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Réf.	Volume	Longueur totale	Diamètre	Cdt.
1403.0011	10 cc	235 mm	3 mm	25



PUNCH À BIOPSIE VULVAIRE

Assure une biopsie par carottage.

- Plusieurs tailles : 2, 3, 4, 5, 6 et 8 mm
- Prise en main sûre grâce à la poignée nervurée
- Identification facile avec la taille gravée sur chaque punch



- Diagnostic de certaines anomalies de la région vulvo-périnéale

Réf.	Caract.	Diamètre	Cdt.
2302.3000	Biopsie punch	1 mm	25
2302.3100	Biopsie punch	2 mm	25
2302.3200	Biopsie punch	3 mm	25
2302.3300	Biopsie punch	4 mm	25
2302.3400	Biopsie punch	5 mm	25
2302.3500	Biopsie punch	6 mm	25
2302.3700	Biopsie punch	8 mm	25

Caractéristiques techniques :

- Classe II a
- Stérilisation par rayonnement gamma
- Emballage unitaire



**Tailles recommandées
pour la biopsie vulvaire
entre 2 et 4 mm**


Set de petite chirurgie

SET DE SUTURE CLASSIQUE

- Prêt à l'emploi : gain de temps et d'efficacité
- Set à usage unique pour éviter le risque de contamination croisée

Composition du set :

- 5 compresses non tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 champ de soins 38 x 45 cm
- 1 pince anatomique avec griffes
- 1 paire de ciseaux pointus 11 cm
- 1 pince porte aiguille
- 1 blister rigide, 4 compartiments



Réf.	Caract.	Cdt.
EDMM50007/5	Set de suture	5

Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Emballage unitaire



Exclusivité

SPÉCULUM CUSCO ET COLLIN

- Une gamme complète qui s'adapte à la morphologie de toutes vos patientes.
- Autoclavable
- Robuste



Cusco pliant

Réf.	Longueur	Diamètre
1404.1010	75 mm	16 mm
1404.1011	80 mm	25 mm
1404.1012	90 mm	30 mm
1404.1013	90 mm	35 mm
1404.1014	90 mm	38 mm
1404.1015	95 mm	40 mm

Caractéristiques techniques :

- Classe I non stérile
- Acier inoxydable
- Emballage unitaire



Collin

Réf.	Longueur	Diamètre
1404.1001	85 mm	25 mm
1404.1002	105 mm	30 mm
1404.1003	110 mm	32 mm
1404.1004	110 mm	35 mm
1404.1005	110 mm	38 mm
1404.1006	110 mm	40 mm
1404.1007	120 mm	30 mm
1404.1008	130 mm	32 mm
1404.1009	130 mm	38 mm




Exclusivité

SPÉCULUM ENDOCERVICAL DE KOGAN

Pour la visualisation de la jonction pavimento-cylindrique de l'endocol

- Avec crémaillère pour un maintien sûr et efficace du niveau d'ouverture
- Valves fines
- Douleurs réduites pour la patiente



Caractéristiques techniques :

- Classe I non stérile
- Acier inoxydable
- Emballage unitaire

Réf.	Caract.	Longueur	Cdt
1404.0004	Spéculum endocervical de Kogan	240 mm	Unité



DILATATEUR DOUBLE DE HEGAR

Pour la dilatation extemporanée ou la mesure du diamètre du col de l'utérus

- Évaluation tactile du col de l'utérus
- 8 tailles disponibles



- Dilatation du col : pré-IVG, avant hystéroscopie
- Diagnostic d'une bécance du col (possibilité de passer une bougie de Hegar n°8)
- Vaginisme



Caractéristiques techniques :

- Classe I non stérile.
- Acier inoxydable

Réf.	Caract.	Longueur	Cdt.
1402.0007	Dilatateur double de Hegar 5 et 6 mm	200 mm	1
1402.0008	Dilatateur double de Hegar 11 et 12 mm	205 mm	1
1402.0009	Dilatateur double de Hegar 13 et 14 mm	205 mm	1
1402.0010	Dilatateur double de Hegar 19 et 20 mm	205 mm	1

KIT DE 5 DILATATEURS VAGINAUX EN SILICONE

Conçu pour un travail autonome de vos patientes en complément des séances de kinésithérapie ou d'ostéopathie

- Forme ergonomique et anatomique : pour une prise en main facile grâce à l'encoche externe
- En silicone, doux au toucher
- Dilatateur légèrement souple pour une introduction tout en douceur
- Utilisation progressive : 5 tailles différentes




- Pour les patientes souffrant de vaginisme, dyspareunie, vulvodynie, vaginite atrophique ou du syndrome de Rokitsky
- Post vaginoplastie ou épisiotomie
- Pendant une radiothérapie ou chimiothérapie
- Après une ménopause difficile



Réf.	Couleur	Longueur d'insertion	Longueur totale	Diamètre
1404.0193		90 mm	122 mm	12/14 mm
		100 mm	135 mm	16/18 mm
		110 mm	150 mm	20/22 mm
		120 mm	163 mm	24/26 mm
		130 mm	177 mm	28/30 mm

Caractéristiques techniques :

- Classe I non stérile
- Silicone de grade médical, garanti sans latex
- Emballage unitaire

**Caractéristiques techniques :**

- Classe I non stérile
- Autoclavable
- Acier inoxydable

PINCE LONGUETTE (OU CHÉRON)

Ciseaux-pince de forme droite ou courbe pour saisir les pansements et compresses

- Long manche (250 mm), 2 gros mors ovales et striés
- Système de blocage à crémaillère
- Version courbée permettant une visualisation maximale du col



INDICATIONS

- Utilisée comme pince à pansement pour la désinfection du col ou pour retirer un stérilet
- Pince à préhension en raison de sa longueur et de ses extrémités plates

Réf.	Caract.	Longueur	Cdt.
1404.0016	Pince de Chéron droite	250 mm	Unité
1404.0002	Pince de Chéron courbe	250 mm	Unité

PINCE DE POZZI

Traction utérine pour faciliter l'accès à la cavité utérine

- Facilite l'accès à la cavité utérine et évite d'abimer l'utérus lors de l'introduction d'instruments médicaux



INDICATIONS

- Préhension du col utérin et réalisation de « traction-fixation » afin d'ajuster l'angle de flexion de l'utérus à 180°

Réf.	Caract.	Longueur	Cdt.
1404.0001	Pince de Pozzi	250 mm	Unité

CISEAUX DE METZENBAUM

Votre instrument de précision

- Instrument de précision pour couper les tissus délicats
- Lames courbes et pointues

Réf.	Caract.	Longueur	Cdt.
1404.0003	Ciseaux de Metzenbaum	180 mm	Unité



INDICATIONS

- Résection de tissus : pour retirer des petites tumeurs, polypes ou autres excroissances bénignes présentes dans l'utérus, le vagin ou le col de l'utérus
- Idéal pour couper les compresses, bandages
- Préconisés pour la coupure du fil de DIU après la pose

CISEAUX MAYO

Paire de ciseaux classique pour tout cabinet de gynécologie

- Lame aiguisée et acérée permettant de couper un fil de suture au plus près de la plaie
- Découpe nette et précise

Réf.	Caract.	Longueur	Cdt.
EDMEI-00755	Ciseaux mayo - courbé	170 mm	Unité
EDMEI-00751	Ciseaux mayo - droit	170 mm	Unité



INDICATIONS

- Couper et sectionner les fils de suture
- Hystérectomie
- Réparation de déchirures ou d'épisiotomies
- Excision de lésions ou polypes
- Lors de césarienne

PINCE DE KELLY

- Bras légèrement courbé et mors striés
- Mors fenestrés pour une utilisation atraumatique
- Pointe émoussée qui empêche les blessures
- Longueur importante permettant un accès profond à l'utérus

Réf.	Caract.	Longueur	Ø extérieur du mors	Ø intérieur du mors	Cdt.
EDMEI-03807	Pince de Kelly	320 mm	20 mm	17 mm	Unité



INDICATIONS

- Pour IVG tardif

PINCE ALLIS

Maintien ferme des tissus

- Pince atraumatique
- Mors 4 x 5 mm
- Système de blocage à crémaillère

Réf.	Caract.	Longueur	Cdt.
EDMEI-05241	Pince Allis	190 mm	Unité



INDICATIONS

- Chirurgie ovarienne
- Hystérectomie
- Réparation de déchirures ou d'épisiotomies
- Biopsie cervicale

PINCE DE BENGOLEA

Pince hémostatique

- Pratique et facile d'usage grâce à son long manche (260 mm) et son petit diamètre
- Mors avec griffes pour saisir et tenir efficacement
- 2 types de modèles : droite / courbe

Réf.	Caract.	Longueur	Condt.
1404.0014	Pince de Bengoléa droite	260 mm	Unité
1404.0015	Pince de Bengoléa courbe	260 mm	Unité



INDICATIONS

- Pour clamer les vaisseaux
- Exercer une traction sur le fil métallique de suture durant des soins courants



Exclusivité

Caractéristiques techniques :

- Classe I non stérile
- Autoclavable
- Acier inoxydable



REF EDMEI-01652



REF EDMEI-01650



REF EDMEI-01654



REF EDMEI-01648



REF IP56628



REF IP57627

PINCE DE TYPE HALSTEAD (HALSTEAD MOSQUITO)

Pour le retrait de l'implant contraceptif sous-cutané.



- Destiné à l'hémostase
- Faciliter la préhension des dispositifs (compresse, tampons,)
- Retrait de l'implant contraceptif sous cutané (droite avec griffes)

Réf.	Caract.	Longueur	Condt.
EDMEI-01648	Pince droite sans griffe	120 mm	Unité
EDMEI-01650	Pince courbée sans griffe	120 mm	Unité
EDMEI-01652	Pince droite avec griffes 1x2	120 mm	Unité
EDMEI-01654	Pince courbée avec griffes 1x2	120 mm	Unité

PINCE DE CIRCÉRON

Pour un retrait facilité du stérilet, en particulier lorsque les fils ne sont plus visibles ou sont remontés dans le col de l'utérus.

- Introduction facilitée dans le col grâce à la finesse de cette pince
- Ergonomique : manche coudé et extrémités avec griffes.

Réf.	Caract.	Longueur	Condt.
IP56628	Pince circéron	280 mm	Unité

PINCE TERRHUN

Pour la préhension du stérilet pour la pose ou le retrait.

- Permet de crocheter le stérilet lorsque les fils sont absents
- Démontable entièrement

Réf.	Caract.	Longueur	Condt.
IP57627	Pince Terrhun	270 mm	Unité

Cancer du col de l'utérus, le saviez-vous ?



99%

des cancers du col de l'utérus sont dûs à une infection génitale provoquée par les souches oncogènes du papillomavirus humain¹.



32 000

lésions pré-cancéreuses ou cancéreuses dépistées chaque année².



Campagne de dépistage

Mise en place en 2018

17,8 millions de femmes de 25 à 65 ans concernées³

90 % des cancers du col de l'utérus pourraient être évités grâce au dépistage³

PINCE TISCHLER/BABY TISCHLER

- Échantillonnage maximal grâce à une dent unique sur les mâchoires inférieures et supérieures
- Mors spécialement conçu qui minimise les risques de traumatisme
- Fixation de l'échantillon grâce à un système de verrouillage
- Manche ergonomique



REF 1404.0005



INDICATIONS

- Prélèvement de tissu de l'endocervix, partie supérieure du canal cervical



REF 1404.0006

Réf.	Caract.	Longueur	Mors	Condt.
1404.0006	Pince à biopsie Tischler	200 mm	3 X 5 mm	Unité
1404.0005	Pince à biopsie Baby Tischler	200 mm	2 X 5 mm	Unité

PINCE ROTATIVE TISCHLER/BABY TISCHLER

Biopsie facilitée avec ces pinces rotatives !

- Prélèvement d'échantillon de tissu sous n'importe quel angle (haut, bas, gauche, droite)
- Mors spécialement conçu qui minimise les risques de traumatisme
- Fixation de l'échantillon grâce à un système de verrouillage
- Manche ergonomique



REF1404.0009



REF 1404.0010



INDICATIONS

- Biopsie cervicale, biopsie vaginale ou même les biopsies de la vulve
- Excision de petites lésions

Réf.	Caract.	Longueur	Mors	Condt.
1404.0009	Pince à biopsie Tischler rotative	200 mm	3 X 7 mm	Unité
1404.0010	Pince à biopsie Baby Tischler rotative	200 mm	2 X 5 mm	Unité

1. <https://www.euro.who.int/fr/health-topics/noncommunicable-diseases/cancer/news/news/2012/2/early-detection-of-common-cancers/cervical-cancer>
 2. Dépliant - Dépistage du cancer du col de l'utérus. Guide pratique DEPCU21. www.e-cancer.fr
 3. <https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Se-faire-depister/Depistage-du-cancer-du-col-de-l-uterus>



PINCE KEVORKIAN

- Mâchoires étroites facilitant l'insertion et l'échantillonnage dans le canal cervical
- Fixation de l'échantillon grâce à un système de verrouillage

Réf.	Caract.	Longueur	Mors	Condt.
1404.0007	Pince à biopsie Kevorkian	245 mm	3 x 10 mm	Unité



PINCE TISCHLER-KEVORKIAN

- Punch à biopsie cervicale
- Fixation de l'échantillon grâce à un système de verrouillage

Réf.	Caract.	Longueur	Mors	Condt.
1404.0008	Pince Tischler-Kevorkian	230 mm	3 x 8 mm	Unité



CANULE À BIOPSIE TYPE NOVAK

- Très fine
- Dotée de petites dents pour faciliter le crochetage des fils du DIU



- Biopsie de l'endomètre
- Outil d'aide à l'extraction du stérilet en cas de migration vers la cavité du col utérin

Réf.	Caract.	Longueur	Diamètre	Condt.
1404.0011	Canule de Novak, réservoir incorporé	230 mm	3 mm	Unité



CURETTE DE KEVORKIAN OU CURETTE UTÉRINE

Pour effectuer les biopsies utérines et curetages de l'endocol par grattage ou aspiration

- Les bords sont incurvés vers l'intérieur et sont légèrement émoussés
- Conception à crémaillère pour garder le même niveau d'ouverture pendant l'intervention
- Valves ultra-minces pour minimiser les douleurs chez la patiente
- Sans panier



- Utilisé en colposcopie pour pratiquer des prélèvements
- Retrait de polypes utérins
- Traitement de saignements excessifs
- Nettoyage de l'utérus après une fausse couche incomplète

Réf.	Caract.	Longueur	Diamètre	Condt.
1404.0012	Curette de kevorkian ou curette utérine	300 mm	4 mm	Unité



Toute notre gamme d'instruments réutilisables doit être nettoyée, désinfectée et stérilisée avant toute utilisation

1

Pré-désinfection (immersion)

Cette étape consiste à retirer tout résidu organique, tel que du sang ou des tissus. Cette étape inclut le trempage des instruments dans une solution enzymatique pour décomposer les protéines et les matières organiques. Veillez à respecter le temps de trempage.

Notre sélection

SANS ALDÉHYDE



ANIOSYME X3

Temps de trempage : 5 min pour le X3 et 15 min pour le DD1

- Nettoyage et pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale, des dispositifs médicaux et du matériel endoscopique
- S'utilise à la dilution de 0.5 % - Ph neutre

Propriétés microbiologiques

BACTÉRICIDE : EN 1040, EN 13727, EN 14561, BMR selon EN 13727 : actif en 5 minutes / 0,5%.
LEVURICIDE : EN 1275, EN 13624, EN 14562 : actif en 5 minutes / 0,5%.
VIRUCIDE : EN 14476 : actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), Herpesvirus, BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus : actif en 5 minutes / 0,5%.

Réf.	Caract.	Condt.
AN2633095	1 L avec doseur incorporé	Unité
AN2633036	5 L avec doseur incorporé	Unité

Produit complémentaire



BAC DE DÉSINFECTION INSTRUBAC

- Bac de trempage avec un volume utile de 5 L ou 2 L
- Inclus un couvercle plein sans fente et un panier en polypropylène pour le ramassage et le transport de l'instrumentation souillée.

Réf.	Caract.	Dimensions	Condt.
404002NM	Bac de trempage 10 L Volume utile 5 L	Dimensions hors tout avec couvercle : 43 (L) x 29 (l) x 12,5 (H) cm Dimensions de la poissonnière : 36,5 (L) x 25,5 (l) x 9 (H) cm	Unité
AN404038	Bac de trempage 5 L Volume utile 2 L	Dimensions hors tout avec couvercle : 29,5 (L) x 20 (l) x 13 (H) cm Dimensions de la poissonnière : 23 (L) x 17 (l) x 9 (H) cm	Unité

2

Rinçage

Après la pré-désinfection, les instruments doivent être soigneusement rincés à l'eau pour éliminer tout résidu ou particules détachées pendant le processus de nettoyage.

3

Séchage

Les instruments doivent être soigneusement séchés à l'air sur un plan de travail propre éviter toute contamination ultérieure, avant la stérilisation par autoclave ou désinfection à froid.

4

Désinfection ou stérilisation

La désinfection proprement dite consiste à utiliser un désinfectant approprié pour tuer les micro-organismes restants sur les instruments. Elle peut se faire à froid avec un désinfectant adapté ou par stérilisation en autoclave à vapeur d'eau (type classe B) après mise sous sachet ou boîte spécifique.

En gynécologie les désinfectants couramment utilisés sont les produits chimiques comme le glutaraldéhyde, le peroxyde d'hydrogène, l'éthanol, l'isopropanol.

Notre sélection

ANIOXYDE 1000

Temps de trempage : 5 min pour une désinfection intermédiaire et de haut niveau

- Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux
- Production extemporanée d'acide peracétique (sans acide acétique)
- Sans glutaraldéhyde
- Vérification de l'efficacité du bain par bandelette

Propriétés microbiologiques :

BACTÉRICIDE : EN 1040, EN 14561, EN13727 actif en 5 min.
LEVURICIDE / FONGICIDE : EN 14562, EN 13624, EN 1275 actif en 5 min.
VIRUCIDE : EN 14476 actif en 5 minutes.
MYCOBACTÉRICIDE : EN 14348, EN14563 : actif en 5 min.
SPORICIDE : EN 14347, EN13704 : actif en 5 min.
Retrouvez l'intégralité des propriétés microbiologiques sur la fiche technique disponible sur simple demande.

SANS ALDÉHYDE



Réf.	Caract.	Condt.
AN1081299	Bidon de 5L d'Anioxyde 1000	Unité
AN100194	Bandelettes de contrôle pour Anioxyde 1000	50

5

Stockage

Les instruments désinfectés doivent être correctement séchés et stockés dans un endroit propre et sec jusqu'à leur prochaine utilisation.

SACHET DE STÉRILISATION AUTOCOLLANT

2 en 1, sachet avec témoin de stérilisation

- Scellement parfait du sachet grâce aux deux couches d'adhésif sur le rabat
- Témoin de stérilisation intégré



- Stérilisation pour chaleur humide ou oxyde d'éthylène.

Caractéristiques techniques :

- Conformes aux normes européennes et internationales :
RDM (UE) 2017/745 - EN ISO 11607-1 / 11607-2 - EN 868-5

Réf.	Caract.	Condt.
EDME5011	Sachet de stérilisation 90 x 250 mm	9 boîtes – boîte de 200 sachets
EDME5012	Sachet de stérilisation 140 x 260 mm	6 boîtes - boîte de 200 sachets
EDME5015	Sachet de stérilisation 190 x 330 mm	6 boîtes - boîte de 200 sachets

INDICATEUR DE STÉRILISATION STANDARD

Vérifier l'efficacité de la stérilisation par vapeur d'eau

- Assurer un résultat optimal de la stérilisation avec autoclave et une traçabilité fiable
- Combinaison des paramètres de stérilisation : température, durée, vapeur d'eau saturée
- L'exposition à un cycle de stérilisation fait varier la couleur de l'indicateur de jaune à noir au bout de 15 min à 121°C ou 5 min 30 à 134°C



Caractéristiques techniques :

- Conforme aux normes EN867-5 et ISO11140 - 1 et 4

Réf.	Caract.	Condt.
EDME5110	Indicateur de stérilisation	250

TEST PRION

Test de contrôle pendant le cycle de stérilisation

- Assurer une stérilisation dans les conditions idéales pour une destruction totale des prions
- Preuve claire de l'exposition à un cycle de stérilisation en changeant la couleur du jaune au noir aux conditions suivantes : 18 minutes à 134°C



Réf.	Caract.	Condt.
EDME5116	Indicateur de stérilisation Prion	250


TEST HELIX

Pour le contrôle des objets creux et assurer une stérilisation optimale

- Contrôle du bon fonctionnement des stérilisateur à vapeur d'eau pour vérifier la pénétration de la vapeur d'eau dans des objets creux
- Réagit au bout de 3,5 minutes à une température de 134°C ou 15 minutes à 121°C

Caractéristiques techniques :

- Ne peut être utilisé que dans des autoclaves avec un cycle de classe B (vide fractionné)
- Conforme aux normes EN 867-5, EN ISO 11140-1 (classe 6) & 11140-4



Réf.	Caract.	Condt.
EDME5115	Test Helix	100 bandelettes

IMAGERIE DE LA FEMME

- **Hystérogaphie**

Cathéter, sonde, canule

- **Consommable autour de l'Imagerie**

Gel d'échographie, protection de sonde

- **Désinfection des sondes**

Désinfection chimique et automatique


- **Radiologie et cliché radiologique**

Cartouche, Papier thermique, imprimante

CATHÉTER AVEC BALLON

Stériles avec ballonnet

- Manipulation aisée et simplifiée
- Étanchéité assurée grâce aux performances du ballonnet en silicone
- Insertion atraumatique : la gaine d'insertion élimine le besoin d'un ténaculum.



- Conçu pour être utilisé en sonohystérogaphie et en hystérosalpingographie, le cathéter peut être utilisé avec des milieux à base de solution saline en fonction des exigences de la procédure.

REF 61-5005


Le kit comprend une gaine d'insertion, une seringue pour le gonflage du ballonnet ainsi qu'un clamp pour le blocage de la voie d'injection.

La gaine de protection est en polychlorure de vinyle et la gaine d'insertion en polypropylène.

Réf.	Diamètre cathéter	Volume seringue	Longueur	Condt.
61-5005	5Fr	1,5 cc	300 mm	10
61-5007	7Fr	3 cc	300 mm	10

Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Usage unique
- Cathéter en polyuréthane
- Sans latex
- Existe en 5 et 7 Fr




REF PS3310733

- Connecteur standard permettant de brancher une seringue pour l'injection du produit
- Ce cathéter peut être utilisé avec un prolongateur (constitué d'un tube PVC de diamètre 1 mm x 2 mm avec une connexion Luer Lock mâle et une connexion Luer Lock femelle).

Réf.	Diamètre du cathéter	Diamètre ballonnet gonflé	Ballonnet insufflation maxi de gaz	Longueur	Condt.
PS3310733	8 Fr	13 mm	2,5 cc	230 mm	5

Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Usage unique
- Cathéter en PEBA
- Ballonnet en silicone
- Sans latex



CATHÉTER POUR HYSTÉRO, 2 VOIES, RIGIDE AVEC CUPULE

Plusieurs tailles, pour une adhésion parfaite en fonction de la morphologie

- La cupule en forme de cloche permet une adhésion parfaite du dispositif
- Aspiration du col pour le fermer
- Manipulateur rigide et déformable permet une manipulation de l'utérus tout en restant hors du champ radiologique




- Permet de réaliser des hystérogographies, des hystérosonographies ainsi que des tests au bleu de méthylène

Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

Réf.	Taille des cupules	Diamètre du cathéter	Longueur	Condt.
PS4292340	23 mm	8.5 Fr / 2.8 mm	400 mm	5
PS4292840	28 mm	8.5 Fr / 2.8 mm	400 mm	5
PS4293540	35 mm	8.5 Fr / 2.8 mm	400 mm	5
PS3460845	23/28/35	8.5 Fr / 2.8 mm	400 mm	5



CATHÉTER AVEC CÔNE D'ÉTANCHÉITÉ MOUSSE

- Étanchéité assurée grâce à la mousse
- Insertion atraumatique



- Permet de réaliser des hystérogographies, des hystérosonographies

Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Cathéter en PEBA
- 1 manche rigide en polyester
- Mousse en polyuréthane

Réf.	Diamètre du cathéter	Taille de la mousse	Longueur	Condt.
PS1870733	7,5 Fr	15 mm	330 mm	5
PS2010733	7,5 Fr	25 mm	330 mm	5



HYSTÉROGRAPHE DE DOUAY COMPLET RÉUTILISABLE

- Ce kit comprend :
Une boîte en inox de dimensions 30 x 15 x 7 cm, une canule utérine de Douay avec 3 cônes de tailles 20 mm, 25 mm, et 35 mm, une seringue de Douay de 20 cc, une pince de Pozzi inox de 24 cm, une pince à pansement inox de 24 cm, un spéculum Collin 30 x 90 mm

Caractéristiques techniques :

- Classe I
- Réutilisable

Réf.	Caract.	Condt.
HYS1010	Hystérographe de douay complet réutilisable	Unité



KITS PAPIERS COULEUR SONY



Réf.	Contenu du kit	Compatibilité imprimante	Condt.
UPC-21S	Kit d'impression couleur A7 : 240 feuilles de 100 x 90 mm, 3 rubans encres	UP-20, UP-25MD, UP-D25MD, UP-21MD, UPD-23MD	Unité
UPC-21L	Kit d'impression couleur A6 : 200 feuilles de 140 x 100 mm, 4 rubans encres		Unité
UPCR80MD	Kit d'impression couleur laminé A4 : 100 feuilles (50 feuilles x 2 rouleaux), 2 rubans encres	UPDR80MD	Unité

SONY UP-X898MD

Impression noir & blanc haute qualité - A6



A6

Noir & blanc

Consommables

UPP-110HG

UPP-110HD

UPP-110S



INDICATIONS

- Échographie
- Arceau mobile
- Écho-endoscopie

L'imprimante thermique UP-X898MD de Sony est la solution idéale pour les systèmes d'échographie numérique.

- Impression de haute qualité avec une résolution élevée, d'environ 325 dpi et des niveaux de gris allant jusqu'à 256 pas
- Grande vitesse d'impression de 2 sec environ
- Format d'image sélectionnable : 4:3 ou 1:1
- Un design compact et à l'encombrement réduit

PAPIERS THERMIQUES POUR IMPRESSION DE CLICHÉS ECHOGRAPHIQUES

- Compatible avec les imprimantes Mitsubishi
- Format A6
- Impression noir et blanc

PAPIERS MITSUBISHI

- Compatible avec les imprimantes Mitsubishi
- Impression noir et blanc



110 mm (l)
x 18 m (L)



Ref.	Caract.	Format du papier	Compatibilité	Condt.
K61B	Papier mat	110 mm (L) x 20 m	P93E	Par 4 rouleaux
K65HM	Papier haute densité	110 mm (L) x 20 m	P93E	Par 4 rouleaux
K91HG	Papier haute brillance	110 mm (L) x 20 m	P93E	Par 4 rouleaux
K95HG	Papier haute brillance	110 mm (L) x 18 m	P95DW	Par 5 rouleaux

PAPIERS SONY

- Compatible avec les imprimantes Sony
- Format A4, A6, A7
- Impression noir et blanc

110 mm (l)
x 18 m (L)



Ref.	Caract.	Compatibilité	Condt.
UPP110 HG	Papier aspect glacé	UP-897MD, UP-D897, UP-X898MD	10
UPP110 HD	Papier haute densité	UP-897MD, UP-D897, UP-X898MD	10
UPP110 S	Papier standard	UP-897MD, UP-D897, UP-X898MD	10

210 mm (l)
x 25 m (L)



Ref.	Caract.	Compatibilité	Condt.
UPP210 HD	Papier haute densité	P-910AD, UP-930AD, UP-960AD, UP-970AD, UP-980AD, UP990AD	5
UPP210 SE	Papier standard	UP-991AD, 990AD, 980AD, 971AD, 970AD, 960AD, 930AD, 910AD	5

84 mm (l)
x 12,5 m (L)



Ref.	Caract.	Compatibilité	Condt.
UPP84 HG	Papier aspect glacé	UP-D711MD	10
UPP84 S	Papier standard	UP-D711MD	10



Comment bien choisir votre gel et votre protection de sonde



NON CRITIQUE

SEMI CRITIQUE

CRITIQUE

PROCÉDURE

Échographie de surface sur peau non lésée

Échographie endocavitaire
Échographie de surface sur plaie et brûlures

Échographie peropératoire
Anesthésie, cvc

Sonde en contact avec peau intacte

Sonde en contact avec muqueuse ou peau lésée

Sonde en contact avec tissu ou cavités stériles ou système vasculaire

EXEMPLES EN ÉCHOGRAPHIE



GEL

Gel non stérile en flacon de 250 ml ou sachet de 20 ml

Gel stérile en sachet de 20 ml

Gel stérile en sachet de 20 ml

PROTECTION DE SONDE

Non requis

Protection stérile

Protection stérile

Le saviez-vous ?



LE CNGOF (Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français) a publié des recommandations sur l'utilisation des gels stériles et non stériles. Le gel sera non stérile pour les échographies sans effraction cutanéomuqueuse. Il sera conditionné en flacon de petit volume, à mettre aux déchets en fin de journée même s'il n'a pas été complètement utilisé.

source : <http://cngof.net/Journees-CNGOF/MAJ-GO/RPC/sondes-echo-hygiene-2009.pdf>

Spécialiste des gels d'échographie depuis plus de 30 ans, EDM Imaging a développé sa propre gamme de gels non stériles pour répondre aux divers besoins des praticiens. Conforme au nouveau règlement 2017/745.

GEL POUR ÉCHOGRAPHIE NON STÉRILE

Les gammes SONECHO, PREMIUM, POLARIS II (garanti sans paraben) du groupe EDM sont des gels pour échographie de fabrication 100% française. Nous nous engageons à vous offrir la meilleure qualité possible du produit, pour un gel sain et sans artéfacts.



GEL POUR ÉCHOGRAPHIE NON STÉRILE

- Haute viscosité pour une excellente transmission des ultrasons
- Non irritants, PH neutre
- Sans parfum
- Intégrité des sondes préservée
- Nos gels s'appliquent et se nettoient aisément, sans tacher

Réf.	Gamme	Couleur	Particularité	Volume	Condt.
PC250	Gel Premium	Incolore	-	Flacon de 250 ml	24 ou 48
CG5000	Gel Premium	Incolore	-	Cubitainer souple de 5 L avec bec verseur	Unité
PC250/24B	Gel Sonecho	Bleuté	-	Flacon de 250 ml	24
CG5000B	Gel Sonecho	Bleuté	-	Cubitainer souple de 5 L avec bec verseur	Unité
PC250/24SP	Gel Polaris	Incolore	Sans paraben, hypoallergénique	Flacon de 250 ml	24
CG5000SP	Gel Polaris	Incolore	Sans paraben, hypoallergénique	Cubitainer souple de 5 L avec bec verseur	Unité
KG250/40	Gel Krystal	Incolore	Sans paraben, hypoallergénique	Flacon de 250 ml	40
PA60	Gel Parker Aquasonic	Bleuté	-	Tube de 60 gr	12
PA250	Gel Parker Aquasonic	Bleuté	-	Flacon de 250 ml	12
PA1000	Gel Parker Aquasonic	Bleuté	-	Flacon de 1 L	Unité
PA5000	Gel Parker Aquasonic	Bleuté	-	Cubitainer de 5 L	Unité
PA251	Gel Parker Aquasonic Clear	Incolore	-	Flacon de 250 ml	12
PA5010	Gel Parker Aquasonic	Incolore	-	Cubitainer de 5 L	Unité

GEL POUR ÉCHOGRAPHIE STÉRILE

- Sous double emballage stérile
- Distribution étroite et précise
- Complètement aqueux, pas de risque de tache

Réf.	Gamme	Contenance	Condt.
PC020	Krystal by EDM	20 ml	48
PA020	Parker Aquasonic 100	20 ml	48

Utilisation obligatoire selon la circulaire n°960479 du Ministère du Travail et des Affaires Sociales du 06/02/1996.



Caractéristiques techniques :

- Classe I
- Stérilisation aux rayons Gamma
- Sachet de 20 ml

Recommandations d'hygiène et désinfection entourant les actes d'échographie endocavitaire (protocole basé sur les recommandations de la SF2H, mars 2019)

ÉTAPE 1

- FHA / Hygiène des mains / Friction hydro-alcoolique AVANT et APRES l'examen
- Application du gel stérile sur la sonde (20 mL par sachet)
- Pose de la gaine (CE)



ÉTAPE 2

Port de GANTS à usage unique



ÉTAPE 3

En fin d'acte :

- Oter délicatement la gaine usagée
- Eliminer les gants
- FHA, Mettre des gants usage unique non stériles et essuyer le gel restant avec un support absorbant non abrasif



ÉTAPE 4

Nettoyer la sonde par essuyage avec 1 lingette détergente

- Procéder à une désinfection de niveau intermédiaire.





Protection pour sonde endocavitaire non stérile

EDM ECHO COVER™

Latex

Protections pour sondes d'échographie endocavitaires. La solution la plus économique pour vos consultations.



Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Stérile	Condt.
600249	3,5 x 20 cm	Protection non lubrifiée EDM	Roulé	NON	144
PSE10	3,5 x 20 cm	Protection non lubrifiée PROTEX	Roulé	NON	144
599249	3,5 x 20 cm	Protection lubrifiée EDM	Roulé	NON	144
PSE10R	3,5 x 20 cm	Protection lubrifiée PROTEX	Roulé	NON	144
650249	3 x 30 cm	Protection non lubrifiée EDM	Roulé	NON	100

Polyisoprène - Sans latex

Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Stérile	Condt.
670249	3 x 30 cm	Protection non lubrifiée EDM	Roulé	NON	100



Protection pour sonde superficielle stérile

KRYSTAL

Polyéthylène

Protections en polyéthylène souple, offrant un excellent rapport qualité/prix pour des procédures stériles, en particulier les plus invasives.



Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Stérile	Condt.
YPE1830	18 x 30 cm	Protections extrémités 3D, fournies avec 2 élastiques de fixation et 1 champ	Télescopique	Stérile EO* ¹	100
YPE1880	18 x 80 cm		Télescopique	Stérile EO* ¹	100
YPE18125	18 x 125 cm		Télescopique	Stérile EO* ¹	50
YPE1530WG	15 x 30 cm	Kit de protection Echo Cover™ (1 protection, 1 champ, 1 sachet de gel stérile, 2 élastiques de fixation)	Télescopique	Stérile EO* ¹	25
YPE1580WG	15 x 80 cm		Télescopique	Stérile EO* ¹	25
YPE15125WG	15 x 125 cm		Télescopique	Stérile EO* ¹	25
YPE15240WG	15 x 240 cm		Télescopique	Stérile EO* ¹	25

ULTRA COVER™

Latex

Protections en latex résistantes, idéales en bloc opératoire grâce à leur protège-câble en polyéthylène s'adaptant sur tous les types de sondes d'échographie.



*1 Stérile EO : stérilisation à l'oxyde d'éthylène
 * Protections également disponibles avec un protège-câble et deux bandes adhésives.
 *2 Stérile R : stérilisation par rayons gamma.

Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Stérile	Condt.
86694*	4 x 30 cm	Protection + 1 bande adhésive	Roulé	Stérile R* ²	10
86675	5 x 30 cm	Protection + 1 bande adhésive	Roulé	Stérile R* ²	10
86667*	6 x 30 cm	Protection + 1 bande adhésive	À plat	Stérile R* ²	10
86633*	8 x 30 cm	Protection + 1 bande adhésive	À plat	Stérile R* ²	10

Le saviez-vous ?




RECOMMANDATIONS SF2H, mars 2019

Prévention du risque infectieux associé aux actes d'échographie endocavitaire

« Désinfection de niveau intermédiaire conforme aux recommandations des fabricants avec l'un des procédés suivant :

- Procédés automatisés de niveau intermédiaire ou supérieur
- Lingettes désinfectantes
- Tout autre procédé validé de désinfection de niveau intermédiaire »

Niveaux de désinfection exigés selon la Classification de Spaulding



Désinfection de bas niveau



SEPTIWIPES®/SEPTISPRAY®

Spray & lingettes imprégnées sans alcool

Activité totale en 2 min. pour les lingettes et en 5 min. pour le spray

- Pour le nettoyage et la désinfection des sondes d'échographie
- Sans aldéhyde, hypoallergénique

Propriétés microbiologiques :

	Spray	Lingette imprégnée
BACTÉRICIDE :	EN 13727, EN 1276, EN 13697, EN 14561, NF T 72-281 : actif en 5 min.	EN 16615, EN 1275, EN 13624 : actif en 1 min.
LEVURES MOISSURES :	EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 14562, NF T 72-281 : actif en 5 min.	EN 1275, EN 13624
VIRUCIDE :	EN 14476 : actif en 5 min.	EN 14476 : actif en 2 min.
SPORICIDE :	NF T 72-281 : actif en 5 min.	

Retrouvez l'intégralité des propriétés microbiologiques sur la fiche technique disponible sur simple demande.

Réf.	Caract.	Condt.
SP2000	Boîte distributrice de 100 lingettes, 200 x 140 mm	Unité
SP750	Flacon pulvérisateur de 750 ml	Unité

Les lingettes Septiwipes® sont certifiées pour la désinfection des sondes d'échographie par :



Désinfection de niveau intermédiaire



ECHO CLEAN®

Activité totale en 5 minutes

- Pour le nettoyage et la désinfection des sondes d'échographie
- Sans aldéhyde, hypoallergénique
- Actif sur Papillomavirus (souches humaines HPV-18 et HPV-16)

Propriétés microbiologiques :

BACTÉRICIDE :	- EN 13727 : actif en 1 min. - EN 16615 (conditions de saleté avec action mécanique) : Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae : actif en 5 min.
LEVURES/MOISSURES :	- EN 13624 : actif en 1 min. - EN 1650, EN 13697, EN 14562, EN 16615 : actif en 5 min.
VIRUCIDE :	- EN 14476 : actif en 5 min. Protocole Ph. D Meyers' HPV-18 (>4log), HPV-16 (3,5log) ² 5 min
SPORICIDE :	- EN 13704 : actif en 15 min.

Retrouvez l'intégralité des propriétés microbiologiques sur la fiche technique disponible sur simple demande.
1 Protocole adapté de la norme EN 16615 par le PennState College of Medicine Department of Microbiology and Immunology Pennsylvanie, Ph. D Craig Meyers. 2 Protocole spécifique aux lingettes

Réf.	Caract.	Condt.
EC2000	Boîte distributrice de 120 lingettes, 130 x 190 mm	Unité
EC1000	Flacon pulvérisateur de 1 L	Unité

Echo Clean est certifié pour la désinfection des sondes d'échographie par :



Désinfection de haut niveau



VIROWIPES

Activité totale en 15 minutes

- Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux et sondes d'échographie
- Sans CMR (Cancérogènes, Mutagènes, toxiques pour la Reproduction), sans aldéhyde, sans ammonium quaternaire
- Activité sporicide complète

Propriétés microbiologiques :

BACTÉRICIDE :	EN 13727, EN 1276, EN 13697 : actif en 5 min.
LEVURICIDE / FONGICIDE :	EN 13624, EN 1650, EN 13697 : actif en 5 min.
VIRUCIDE :	EN 144476 : Norovirus Murin : actif en 5 minutes. EN 14476 : Adénovirus, Rotavirus et Poliovirus : actif en 10 minutes.
TUBERCULOCIDE :	EN 14348 : actif en 10 min.
SPORICIDE :	EN 13704 (dont Clostridium Difficile) : actif en 15 min. EN 17126 : bacillus subtilis : actif en 10 min. EN 17126 : bacillus cereus : actif en 15 min.

Retrouvez l'intégralité des propriétés microbiologiques sur la fiche technique disponible sur simple demande.

Réf.	Caract.	Condt.
WP2000	Boîte de 150 lingettes Virowipes nettoyantes/désinfectantes	Unité

**Garantie
5 ans**

LUMICARE®

Pourquoi choisir Lumicare pour la désinfection de haut niveau de vos sondes d'échographie ?



EN SAVOIR PLUS

www.info.edm-imaging.com/lumicare/

**Distributeur
exclusif**



Désinfection de haut niveau très rapide : 90 secondes suffisent

Technologie dernière génération : LED UV-C

Pas de produits chimiques ou de consommables : Réduction de l'impact sur l'environnement

Fonctionne à basse température : Meilleure protection des sondes d'échographie

Stockage des informations relatives à chaque cycle de désinfection : Traçabilité automatisée

Désinfection de haut niveau par UVC

LUMICARE ONE

Désinfection par LED-UV-C

Activité totale en seulement 90 secondes

- **Technologie dernière génération :**
LED UV-C
- **Désinfection de haut niveau très rapide :**
90 secondes suffisent
- **Pas de produits chimiques ou de consommables :**
Réduction de l'impact sur l'environnement
- **Fonctionne à basse température :**
Meilleure protection des sondes d'échographie
- **Stockage des informations relatives à chaque cycle de désinfection :**
Traçabilité automatisée
- **Garantie 5 ans**



LU-ONE-1000



Efficace
contre le
Coronavirus



Efficace
contre le
papillomavirus

Réf.	Caract.	Cond.
LU-ONE-1000	Système automatisé de désinfection haut niveau Lumicare One + 5 tags RFID	Unité
LU-CAR-1150	Chariot mobile	Unité
LU-PRI-1250	Imprimante	Unité
LU-SRO-1200	5 Rouleaux de 300 étiquettes	Unité
LU-RFI-1300	5 Tags RFID	Unité



LU-CAR-1150



LU-PRI-1250

CONSOMMABLE

- **Drap et ouate**

Drap d'examen

- **Protection et habillage**

Gants d'examen, tunique et blouse, charlotte, masque

- **Soin**

Compresses, coton, champs de soin, bistouri, aiguille, seringue, set de pansements, sparadrap, collecteur d'aiguille


- **Entretien**

Désinfection des surfaces

- **Hygiène**

Hygiène des mains, hygiène intime

Solutions en hygiène et désinfection pour votre cabinet médical



DRAP D'EXAMEN

Doux et résistants



LISSE EN OUATE

Assurer une protection pour tout type d'examen médical

Réf.	Caract.	Condt.
516	Draps en ouate blanche 2x18 g/m², 150 formats, 50 cm x 35 cm	12
522	Draps en ouate recyclée 2x18 g/m², 150 formats, 50 cm x 35 cm	12



GAUFRÉ

Une résistance élevée et un confort supplémentaire pour le patient

Réf.	Caract.	Condt.
523	Draps en ouate blanche gaufrée 2 x18 g/m², 135 formats, 50 cm x 35 cm	9



PLASTIFIÉ

Une face plastifiée résistante et imperméable pour protéger votre divan

- Fabriqué en France
- Résistant : 36 g/m²
- Pratique : Chaque rouleau est pré-découpé
- Confortable

Réf.	Caract.	Condt.
519	Draps en ouate bleue plastifiée 36 g/m², 150 formats, 50 cm x 38 cm	6



ESSUIE-MAINS & PAPIER HYGIÉNIQUE

Réf.	Caract.	Condt.
708	Serviettes enchevêtrées ouate blanche 2 plis (cdt. en 30 paquets de 125) ouvertes 22 x 35 cm, pliées 22 x 9 cm	Unité
709	Essuie-mains 25 x 38 cm, dévidage latéral	24
710	Essuie-mains 22 x 38 cm, dévidage central	12
S401023	Papier hygiénique, 200 feuilles/rouleau	96

CHEMISE OPÉRÉE

- Hypoallergénique
- Excellent confort
- Manches courtes, fermeture unique par cordon à la taille
- Non transparent, apprécié par le patient
- Taille unique

Caractéristiques techniques :

- Classe I non stérile
- Sachet individuel
- Polypropylène non tissé



Réf.	Dimensions	Condt.
PFS-01	Chemise opéré profil shirt adulte bleu marine	10

BLOUSE VISITEUR

- Encolure : Nouable par 2 lacets
- Manche : Poignets élastiques

Caractéristiques techniques :

- Classe I non stérile
- Sachet individuel
- Polypropylène non tissé

Réf.	Caract.	Condt.
161265/100	Blouse visiteur blanche 25g/m² - 110 X 130 cm	100
161266/100	Blouse visiteur bleue 25g/m² - 110 X 130 cm	100



PYJAMA DE BLOC 2 POCHES NON STÉRILE

- Ce pyjama est composé d'une tunique à manches courtes et d'un pantalon
- Hypoallergénique
- Pantalon ajustable par un lien
- Encolure V
- Disponible en 5 tailles

Caractéristiques techniques :

- Classe I non stérile
- Sachet individuel
- Polypropylène non tissé
- Poids : 40 g

Réf.	Caract.	Dimensions en cm Longueur pantalon / Tour de poitrine	Taille	Condt.
PFT-03	Pyjama bloc profil tunique bleu	96 / 55	S	50
PFT-04	Pyjama bloc profil tunique bleu	101 / 61	M	50
PFT-05	Pyjama bloc profil tunique bleu	108,5 / 63,5	L	50
PFT-06	Pyjama bloc profil tunique bleu	114 / 72	XL	50
PFT-07	Pyjama bloc profil tunique bleu	118 / 79	XXL	50



Comment bien choisir vos gants



	VINYLE	LATEX	NITRILE
Utilisation	Actes de courtes durées ne comportant ni sang, ni liquides corporels	Utilisation pour des gestes précis nécessitant de la sensibilité et de la dextérité fine	Utilisation pour des gestes précis nécessitant de la sensibilité et de la dextérité avec l'avantage d'être moins allergisant et plus résistant aux produits chimiques
Barrière de protection	★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Robustesse	★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Elasticité	★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Résistance à la perforation	★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Résistance aux produits chimiques	★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Ajustement et confort	★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Sensibilité tactile	Inférieure	Excellente	Adéquate Moins souple que le latex
Risques utilisateurs	Faible car aucune protéine de latex mais présence d'ingrédients chimiques. Idéal pour les personnes sensibles aux allergies.	Liés à la présence de latex, il peut provoquer des réactions allergiques. Risque d'allergie type I et IV.	Faible car aucune protéine de latex mais présence d'ingrédients chimiques. Risque d'allergie type IV.
Indication	Ils peuvent être utilisés dans des environnements médicaux à faible risque, comme la manipulation de matériaux non dangereux ou l'administration de médicaments.	De moins en moins courants en raison des préoccupations liées aux allergies. Ils sont parfois remplacés par des gants en nitrile.	Les professionnels de santé en contact avec des produits chimiques, des patients allergiques au latex et des situations nécessitant une résistance élevée

GANT NITRILE

Non poudré et non stérile

- Hypoallergénique
- Système antiglisser : texturé
- Ambidextre - bleu – manchettes à bord roulé

Réf.	Caract.	Dimensions	Condt.
360S	Gants d'examen nitrile sans latex non poudrés taille Small 6-7	240 x 80 mm	100
360M	Gants d'examen nitrile sans latex non poudrés taille Médium 7-8	240 x 95 mm	100
360L	Gants d'examen nitrile sans latex non poudrés taille Large 8-9	240 x 105 mm	100



GANT LATEX

Poudré et non poudré, stérile et non stérile

- Texture non glissante
- Ambidextre
- Poudrage : amidon de maïs
- Couleur : blanc laiteux – aspect mat

Réf. non poudrés	Réf. poudrés	Stériles	Dimensions	Taille
340S	340S/P	NON	240 X 80 mm	Small (6/7)
340M	340M/P		240 X 95 mm	Medium (7/8)
340L	340L/P		240 X 110 mm	Large (8/9)
-	3524	OUI	240 X 80 mm	Small (6/7)
-	3525		240 X 95 mm	Medium (7/8)
-	3526		240 X 110 mm	Large (8/9)



GANT VINYLE

Poudré et non poudré, non stérile

- Ambidextre
- Couleur : Transparent
- Poudrage : amidon de maïs

Réf. non poudrés	Réf. poudrés	Dimensions	Taille
3501	3501/P	240 x 80 mm	Small (6/7)
3502	3502/P	240 x 95 mm	Medium (7/8)
3503	3503/P	240 x 110 mm	Large (8/9)



DOIGTIER 1 OU 2 DOIGTS

En polyéthylène

- Type Legueu, opaque

Réf.	Caract.	Condt.
DP422	Non stérile - 2 doigts	100
DS426	Non stérile - 2 doigts, emballage individuel	100





MASQUE

Réf.	Caract.	Condt.
MS301	Masque FFP2 usage unique	20
PLM-01	Masque chirurgical Rose - Type II - Non stérile - 3 plis	50
PLM-02	Masque chirurgical Bleu - Type II - Non stérile - 3 plis	50



COMPRESSE GAZE

- Ne s'effiloche pas grâce à un pliage chirurgical à bords rentrés
- Bonne capacité d'absorption
- Tissage en fil de coton hydrophile, réalisé en 17 fils
- Douceur lors de l'utilisation



- Opération de nettoyage et désinfection de la plaie
- Assèchement d'une lésion grâce à la forte hydrophilie
- Élément constitutif du pansement

Caractéristiques techniques :

- Classe I
- Non stérile
- 17 fils, 23 g/m²
- 8 plis
- Norme : NF EN 14079

Non stérile

Réf.	Dimensions	Condt.
18500	5 x 5 cm	100
18503	7,5 x 7,5 cm	100
18506	10 x 10 cm	100

Stérile

Réf.	Dimensions	Condt.
13600	5 x 5 cm	Boîte de 100 (50 pochettes de 2 compresses)
13601	7,5 x 7,5 cm	Boîte de 80 (40 pochettes de 2 compresses)
13602	10 x 10 cm	Boîte de 100 (50 pochettes de 2 compresses)



BOULE DE COTON

Réf.	Caract.	Condt.
51630B	Boules de coton hydrophile de 0,7 g	Sac de 700 pcs

PANSEMENT UNITAIRE

- Pansement doté d'une compresse non adhérente à la plaie
- Haut pouvoir d'absorption
- Support tissé élastique saumon



Réf.	Caract.	Dimension	Condt.
EDM135102	Pansement unitaire	7 x 2 cm	100

PANSEMENT EUROPLAIE

- Pansement stérile en non tissé
- Adhésif sur les 4 côtés avec compresse de gaze absorbante centrale, recouverte d'un film de Mylar
- N'adhère pas à la plaie



- Adapté aux plaies légères ou post opératoire sans grande émission d'exsudats

Réf.	Caract.	Dimension	Condt.
135261Z	Set de pansements stériles	5 x 7,2 cm	100
135263Z	Set de pansements stériles	10 X 10 cm	50

Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

SPARADRAP MICROPOREUX

- Support non tissé blanc
- Haute tolérance cutanée
- Se retire sans douleur



- Pour maintenir les pansements sur les peaux sensibles.
- Recommandé pour les renouvellements de pansements fréquents

Réf.	Caract.	AD : avec dévidoir SD : sans dévidoir	Dimensions	Condt.
135300	Sparadrapp microporeux	AD	5 m x 2,5 cm	1 rouleau
135325	Sparadrapp microporeux	SD	5 m x 5 cm	6 rouleaux
135329	Sparadrapp microporeux	AD	5 m x 1,25 cm	24 rouleaux
135326	Sparadrapp microporeux	AD	5 m x 2,5 cm	12 rouleaux
135327	Sparadrapp microporeux	AD	9,14 m x 2,5 cm	12 rouleaux



SET DE SUTURE CLASSIQUE

- Prêt à l'emploi : gain de temps et d'efficacité
- Set à usage unique pour éviter le risque de contamination croisée

Composition du set :

- 5 compresses non tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 champ de soins 38 x 45 cm
- 1 pince anatomique avec griffes
- 1 paire de ciseaux pointus 11 cm
- 1 pince porte aiguille
- 1 blister rigide, 4 compartiments

Réf.	Caract.	Cdt.
EDMM50007/5	Set de suture	5

Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Emballage unitaire





CUPULE STÉRILE EN PLASTIQUE

- Pour la réalisation de badigeon.

Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Simple emballage
- Capacité : 120 ml
- Diamètre : 80 mm

Réf.	Caract.	Cdt.
EDM174617	Cupule stérile en plastique 120 ml	100



HARICOT EN CELLULOSE MOULÉ

À usage unique.

- Haricot à usage unique en cellulose
- Biodégradable
- Etanchéité à l'eau supérieure à 8 heures par une température de 40°C

Caractéristiques techniques :

- Classe I
- Capacité : 750 ml
- Poids : 22g

Réf.	Capacité	Dimensions	Cdt.
125137A	Capacité 750 ml	253 x 146 x 44 mm	320



ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70°

Solution désinfectante et antiseptique.

Réf.	Caractéristiques	Cdt.
201085	Flacon de 500 ml	1
201107	Flacon de 250 ml	1
208002	Bidon de 1L	1

CHLORHEXIDINE

Pour une désinfection cutanée rapide et efficace.




Réf.	Caractéristiques	Cdt.
208003	Pulvérisateur de 50 ml	1
208004	Pulvérisateur de 100 ml	1

CHAMP DE SOINS

Simple stérile

- Composé d'une feuille opaque de polyéthylène doublée d'une feuille absorbante de cellulose.

Schéma



- Pour la petite chirurgie et les soins particuliers

Réf.	Caract.	Condt.
161600	Champ simple 40 x 45 cm	50
161601	Champ simple 45 x 75 cm	50

Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

Simple stérile avec adhésif

- Composé d'une bande adhésive sur la longueur permettant de rattacher le champ à un autre champ, ou à assurer une protection supplémentaire lors de l'intervention.
- Le champ ne risque pas de glisser durant l'intervention.

Schéma



Réf.	Caract.	Condt.
161620	Champ adhésifs stériles 50 X 50 cm avec adhésif 5 cm X 50 cm	50

Fenestré avec adhésif stérile

- Allie les caractéristiques du champ fenestré en garantissant la fixité de celui-ci durant l'intervention.
- Diamètre 6 cm + adhésif 12 x 12 cm autour du trou.

Schéma



Réf.	Caract.	Condt.
161640	Champ fenestré ADH stérile 50 x 50 cm diamètre 6 cm + adhésif 12 X 12 cm	50
161641	Champ fenestré ADH stérile 50 x 70 cm diamètre 6 cm + adhésif 12 X 12 cm	50
161642	Champ fenestré ADH stérile 70 x 90 cm diamètre 6 cm + adhésif 12 X 12 cm	50

BISTOURIS

- Bistouri sécurisé rétractable
- Fonction de sécurité avant et après utilisation pour empêcher les coupures accidentelles
- Compatible droitier et gaucher
- Activation d'une seule main
- Clics de positions audibles
- Différentes tailles disponibles en poignée universelle de type 3 ou 4 en fonction de la taille de la lame

Manche type 3



Manche type 4



Caractéristiques techniques :

- Classe II a
- Stérilisation rayon gamma
- Manche nervuré avec échelle de mesure gravée de 0 à 5 cm
- Lame en acier inoxydable
- Manche et protection en ABS

Réf.	Caract.	Condt.
PNSF10	Bistouri sécurisé à usage unique stérile - taille 10 – manche type 3	10
PNSF11	Bistouri sécurisé à usage unique stérile - taille 11 – manche type 3	10
PNSF12	Bistouri sécurisé à usage unique stérile - taille 12 – manche type 3	10
PNSF15	Bistouri sécurisé à usage unique stérile - taille 15 – manche type 3	10
PNSF17	Bistouri sécurisé à usage unique stérile - taille 17 – manche type 3	10
PNSF19	Bistouri sécurisé à usage unique stérile - taille 19 – manche type 4	10
PNSF20	Bistouri sécurisé à usage unique stérile - taille 20 – manche type 4	10
PNSF21	Bistouri sécurisé à usage unique stérile - taille 21 – manche type 4	10
PNSF22	Bistouri sécurisé à usage unique stérile - taille 22 – manche type 4	10
PNSF23	Bistouri sécurisé à usage unique stérile - taille 23 – manche type 4	10
PNSF24	Bistouri sécurisé à usage unique stérile - taille 24 – manche type 4	10
PNSF25	Bistouri sécurisé à usage unique stérile - taille 25 – manche type 4	10

AIGUILLE HYPODERMIQUE BISEAU NORMAL EUROFINE

- Différents diamètres et longueurs disponibles
- Très fine offrant une bonne pénétration sans résistance, idéale pour une injection quasi indolore
- Différentes tailles en fonction du type d'opération et de la nature de la peau du patient (épaisseur, fragilité...)
- Grand confort pour le patient



- Pour réaliser des injections sous-cutanées, intramusculaires, intraveineuses ou des prélèvements



Caractéristiques techniques :

- Classe II a stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Usage unique
- Aiguille en acier inoxydable stérile
- Embrase en polypropylène translucide
- BN : Biseau Normal
- Connexion du type Luer, compatible avec toutes les seringues du marché

Réf.	Utilisation	Couleur	Gauge	Longueur	Diamètre	Condt.
101314	IM obèse	Vert	21 G	50 mm	0,8 mm	100
101306	IM Prélèvement	Vert	21 G	40 mm	0,8 mm	100
101312	Perce bouchon	Rose	18 G	40 mm	1,2 mm	100
101302	IV enfant	Bleu	23 G	25 mm	0,6 mm	100
101301	Sous-cutané	Orange	25 G	16 mm	0,5 mm	100

SERINGUE 3 PIÈCES

- Seringue 3 pièces : piston + joint élastomère + corps
- Point d'étanchéité à double contact
- Embout de type Luer Lock centré
- Graduation en mL

Réf.	Caract.	Contenance	Condt.
103330C	Seringue 3 pièces	5 ml	100
103332c	Seringue 3 pièces	10 ml	100
103334C	Seringue 3 pièces	20 ml	100
103410	Seringue 3 pièces	50 ml	25

Caractéristiques techniques :

- Classe II a stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène



COLLECTEUR DE DÉCHETS SHARPSAFE

- Conçus pour la collecte de déchets médicaux perforants comme les lames de bistouri, les aiguilles, les seringues...
- Fabriqué à partir de matières plastiques recyclées

Réf.	Caract.	Utilisation	Condt.
162504	Collecteur de déchet	4L	50
162505	Collecteur de déchet	7L	50

Caractéristiques techniques :

- Sharpsafe®, certifiée EN ISO 23907-1 :2019 (obligatoire en France au 01/01/2022)
- Validation Marque NF



SANS ALCOOL !



NUCLEAN®

Spray & lingettes

Activité totale en 5 minutes

- **Deux versions pour 2 usages :**

NuClean Spray 500 ml & NuClean lingettes : Désinfection par essuyage humide des équipements (moniteurs, écrans) et des dispositifs médicaux (brancards et tables d'examen).

- **NuClean SH Spray 750 ml :**

Désinfection par essuyage humide de toutes les surfaces hautes en milieu médical (paillasse, chariots et mobilier). Sans alcool.

Propriétés microbiologiques :

	Spray & lingettes NuClean	Spray NuClean SH
BACTÉRICIDE	EN 13727 : actif en 1 min	EN 13697 : actif en 1 min. EN 13727 NFT 72-281 : actif en 5 min.
LEVURES/ MOISSISURES	EN 16615 (conditions de saleté avec action mécanique) : Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae : actif en 5 min.	EN 13624, EN 1650, EN 13697, NF T 72-281 : actif en 5 min.
VIRUCIDE	EN 14476 : actif en 5 min.	EN 14476, EN 16777 : actif en 5 min.
SPORICIDE	EN 13704 : actif en 15 min.	NF T 72-281 : actif en 5 min.

Retrouvez l'intégralité des propriétés microbiologiques sur la fiche technique disponible sur simple demande.

Réf.	Caract.	Condt.
AL4004	Boîte distributrice de 120 lingettes - 130 x 190 mm	Unité
EC500	Flacon pulvérisateur 500 ml	Unité
EC750SH	Flacon pulvérisateur 750 ml - Sans alcool pour surfaces hautes	Unité

SURFA' SAFE

Spray



Propriétés microbiologiques :

BACTÉRICIDE : EN 13727, EN 13697 : actif en 2 min
LEVURICIDE / FONGICIDE : EN 13697 : actif en 5 min, EN 13624 : actif en 2 min
MOISSISURES : EN 1275, EN 13624, EN 13697 : actif en 20 min
VIRUCIDE : EN 14476 : VIH, PRV, BVDV, Vaccine, HSV, Rotavirus : 1 min
 EN 14476 : Polyomavirus SV 40, Coronavirus : 5 min
 EN 14476 : Adénovirus, Norovirus murin : 30 min

Retrouvez l'intégralité des propriétés microbiologiques sur la fiche technique disponible sur simple demande.

Réf.	Caract.	Condt.
AN842326	Flacon pulvérisateur 750 ml	Unité

SAVON DOUX ANIOS

Haute fréquence

- Lavage simple des mains, spécial peaux sensibles et usages répétés
- Contient de la glycérine

Réf.	Caract.	Condt.
AN205228	Flacon de 500 ml avec pompe	Unité
AN205229	Flacon d'1 L avec pompe	Unité
AN205034	Bidon de 5 L	Unité



ANIOSGEL 800

- Gel hydro-alcoolique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale (EN12791) des mains
- S'utilise sans eau ni rinçage.
- Sans parfum, formule hypoallergénique

Propriétés microbiologiques

BACTÉRICIDE : EN 1040, EN 13727

(conditions de saleté : albumine et érythrocytes SARM (EN 13727) : 5 minutes.

MYCOBACTÉRICIDE : EN 14348 : 30 sec

LEVURICIDE : EN 1275, EN 13624 (2013) : 30 sec

VIRUCIDE : EN 14476 (2013) sur Poliovirus : 60 sec ; Adenovirus et Norovirus Murin : 30 sec. Selon EN 14476 (2013) sur BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV), HIV-1, HSV-1, Rotavirus, VRS, Vaccinia virus : 30 sec.

Réf.	Caract.	Condt.
AN2550505	Flacon de 100 ml avec bec verseur	Unité
AN2550762	Flacon de 300 ml avec pompe	Unité
AN2550748	Flacon de 500 ml avec pompe	Unité
AN1644679	Recharge ANIOSGEL85 NPC - 1L incolore sans parfum pour CPA	Unité
AN425163	Distributeur automatique mural Anios pour CPA	Unité



ESSUIE-MAINS & PAPIER HYGIÉNIQUE

Réf.	Caract.	Condt.
708	Serviettes enchevêtrées ouate blanche 2 plis (cdt. en 30 paquets de 125) ouvertes 22 x 35 cm, pliées 22 x 9 cm	Unité
709	Essuie-mains 25 x 38 cm, dévidage latéral	24
710	Essuie-mains 22 x 38 cm, dévidage central	12
S401023	Papier hygiénique, 200 feuilles/rouleau	96



PROTECTION INTIME ORGANYC

Protections intimes, 100% coton certifié bio qui prévient et améliore les problèmes de peau sensible.

Réf.	Caract.	Cond.
EDMORGST03FR	Serviette hygiénique super coton bio	10
EDMORGST24FR	Protège-slip extra fin coton bio	24

La seule marque de protections intimes 100% Coton Bio certifié à l'efficacité anti-irritations cliniquement prouvée



100% Coton Bio
Nouvelle certification ICEA GOTS



Efficacité cliniquement prouvée
par de nouveaux tests cliniques



5 Nouveaux brevets technologiques



Éco-responsabilité ++
Fabriqués avec des énergies renouvelables
Sans plastique, entièrement biodégradables

Pour aller toujours plus loin dans LE RESPECT des femmes,
des peaux sensibles, de la planète

Exigez le respect pour vos patientes !
Choisissez Organyc



Made With Organic Materials
Certified by ICEA G00024



Voile 100% coton Bio hypoallergénique
Prévient et soulage les irritations

Cœur d'absorption 100% coton bio
Extra fin
Garantit un très haut niveau d'absorption

Hyper respirant*
Les serviettes Organyc sont 8 à 12 fois plus respirantes que les serviettes classiques

Film de protection en amidon de maïs biodégradable

ÉQUIPEMENT

- Mobilier médical
- Fourniture de bureau
- Diagnostic

FAUTEUIL D'EXAMEN



LE QUESNOY		2006/1
Type de fauteuil	3 parties électriques	3 parties
Parties réglables	Jambière et dossier	Dossier
Commande dossier / jambière	- Électrique - Vérin à gaz	Par vérin à gaz
Positions possibles	- Examen gynécologique - Échographie (Position horizontale) - Position de Trendelenburg (Proclive/déclive)	- Examen gynécologique - Échographie (Position horizontale) - Position de Trendelenburg (Proclive/déclive) - En option
Réglage hauteur	Variable de 620 à 1020 mm	Fixe
Type de commande manuelle	Oui	-
Repose-tête réglable	Oui	Non
Jambières gynécologiques	Oui	Oui
Paire étriers fixes en mousse	Inclus de base	En option
Paire étriers en inox	Inclus de base	En option
Plateau amovible sous le siège	Oui	Oui
Porte-rouleau au dossier	Oui	Oui
Dimensions en cm (L x l x h)	175 x 80 x 64 à 104	162 x 70 x 80
Poids du fauteuil	90 kg	45 kg
Poids maximum	300 kg	220 kg
Largeur assise en cm	60	60
Garantie fabricant	3 ans	3 ans
Type de freinage	4 roulettes à frein Ø 100 mm ou avec blocage centralisé des roues.	Fauteuil fixe
Options	- Paire d'étriers en polyuréthane avec système de rotules. (ROTULES/PU) - Protection PVC cristal transparent. (PROTEC) - Support porte-sérum 2 crochets simples. (3511/0) - Echancrure sur assise du divan. (ECHANC/3PLANS)	

TABOURET

Couleurs disponibles (uniquement pour diamètre 360 mm) :



Réf.	Caract.
3600	Tabouret
3700	Option dossier tulipe

Caractéristiques techniques

- Assise couleur : diamètre 360 mm, épaisseur 60 mm
- Revêtement classé M1 ou M2
- Vérin à gaz chromé
- Hauteur réglable de 530 mm à 720 mm
- Piètement 5 branches
- Roulettes de diamètre 50 mm



MARCHEPIED

Réf.	Caract.
2010	Marchepied 2 marches
2000	Marchepied 1 marche

Caractéristiques techniques

- Poids maximum 110 kg
- Bâti en tube acier inoxydable
- Structure soudée



2000



2010

GUÉRIDON

Réf.	Caract.	Dimensions
55	Guéridon 2 plateaux sans poignée inox couleur	600 x 400 mm

Caractéristiques techniques

- Guéridon structure inox entièrement soudés sous argon
- Bâti diamètre 25 poli brillant
- Plateaux résine composite couleur
- Roues diamètre 100 mm ABS avec galets pare-chocs





EDM220



EDM320

Caractéristiques techniques

- Guéridon structure résine composite couleur et tube diamètre 30 mm inox
- Plateaux dessus lisse résine composite sans poignée de guidage
- Roues diamètre 100 mm ABS avec galets pare-chocs
- En version 2 ou 3 plateaux

Options

- Tiroirs
- Séparateurs
- Galeries
- Supports sacs poubelles

Réf.	Caract.	Dimensions
220	Guéridon compact 2 plateaux	650 x 450 mm
320	Guéridon compact 3 plateaux	650 x 450 mm

Précisez votre couleur lors de votre commande**CHARIOT DE SERVICE****Caractéristiques techniques**

- Montants aluminium anodisés
- Plateaux plastique 3 bords relevés
- Charge totale maximale 120 kg
- Poignée de pousse ergonomique
- Roues diamètre 100 mm dont 2 à freins

Réf.	Caract.	Dimensions
312	Chariot de service	790 x 480 x 950 mm

**PARAVENT****Caractéristiques techniques**

- Structure inox entièrement soudée sans visserie
- Largeur des 3 panneaux 54, 42 et 54 cm
- Roulettes diamètre 50 mm polyamide
- Panneaux textile polyester enduit PVC
- Classement anti-feu M1
- Toile amovible et lavable

Précisez votre couleur lors de votre commande

Réf.	Caract.	Dimensions en cm L x H
8330	Paravent mobile inox	129 x 171

ARMOIRE À PHARMACIE

Caractéristiques techniques

- Corps tôle 8/10^{ème} blanc. Porte(s) vitrée(s) battante(s) avec une serrure 2 points.
- Fournie avec 4 étagères en verre.
- 1 Porte - poids : 54 kg.
- 2 Portes - poids : 75 kg.

Réf.	Caract.	Dimensions
SML101	Armoire à pharmacie 1 porte	600 x 1800 x 400 mm
SML102	Armoire à pharmacie 2 portes	900 x 1800 x 400 mm



ARMOIRE MURALE

Caractéristiques techniques

- Corps tôle 8/10^{ème} blanc uniquement.
- Équipée de 1 porte avec fermeture magnétique
- Double aimant et de 2 étagères en verre.
- Poids : 10 kg.

Réf.	Caract.	Dimensions (L X H X P)
SZL101	Armoire à pharmacie 1 porte	400 x 500 x 250 mm.



Caractéristiques techniques

- Corps tôle 8/10^{ème} blanc uniquement.
- Équipée de 2 portes vitrées coulissantes et de 2 étagères en verre.
- Poids : 20 kg.

Réf.	Caract.	Dimensions (L X H X P)
SZL102	Armoire pharmacie 2 portes	1000 x 500 x 250



LAMPE DE GYNÉCOLOGIE

- Technologie LED sans infrarouge : réduit la sensation de chaleur pour le patient et le médecin et économise l'énergie
- Positionnement et longue portée avec bras flexible qui évite ainsi les angles morts
- Excellente stabilité
- Variateur situé sur le boîtier de contrôle
- Interrupteur ingénieusement placé sur la tête de lampe

Caractéristiques techniques

- Intensité d'éclairage : D = 30 cm 80 000 Lux, D = 50 cm 35 000 Lux
- Température de couleur : 5000-6000K
- Durée de vie moyenne des LED : supérieure à 35 000 heures
- Puissance absorbée : 85-265V 50/60Hz
- Type d'extension : col de cygne de 76 cm
- Hauteur de la tige : 71 cm

Réf.	Caract.
OSLAMP01	Lampe d'examen noire
OSLAMP02	Lampe d'examen blanche



PILE



Piles rechargeables

Réf.	Caract.	Condt.
635177	Energizer pile rechargeable LR3 (AAA) nimh power plus HR03 700 mah 1.2 V	4
635730	Energizer Recharge Extreme AA 2300 mAh	4



Piles Lithium

Réf.	Caract.	Condt.
CR2025L/1BP	Pile lithium Panasonic CR2025	10
CR-2032EP/IB	Pile bouton lithium Panasonic CR2032 3V	12
628287	Pile lithium Energizer 2CR5 6V	1
635233	Pile lithium Ultimate L92 AAA 1,5V	48



Piles Alcaline

Réf.	Caract.	Condt.
LR03AD/4P	Pile alcaline Panasonic LR03 AAA 1,5V	48
LR14AD/4P	Pile alcaline Panasonic LR14 1,5V	24
LR20AD/4P	Pile alcaline Panasonic LR20 1,5V	24
LR44L/1BP	Pile alcaline Panasonic LR44	12
LR6AD/4P	Pile alcaline Panasonic LR06 1,5V	48
3LR12PPG/1BP	Pile alcaline pro power 4,5V	12
6LR61AD/1P	Pile alcaline Panasonic 6LR61 9V	12
608305	Pile alcaline Energizer 3LR50 12V	10

STÉTHOSCOPE

- Pavillon simple ou double métallique adulte (dia 45/30 mm)
- Bague anti-froid et pavillon de la couleur du tube
- Lyre en aluminium incorporée à la tubulure
- Livré avec 1 paire d'embouts
- Choix recommandé pour la pédiatrie, les infirmières, sage-femmes et médecin généraliste



Caractéristiques techniques :

- Diamètre pavillon double : 45 / 30 mm
- Diamètre pavillon simple : 45 mm
- Tubulure en PVC

Réf.	Caract.
DH7081N	Stéthoscope - pavillon simple adulte noir
DH7073-B	Stéthoscope - pavillon double adulte bleu
DS7073-RC	Stéthoscope - pavillon double adulte rose
DS7073-N	Stéthoscope - pavillon double adulte noir
DS7073-R	Stéthoscope - pavillon double adulte rouge

TENSIOMÈTRE MÉCANIQUE

- Double tubulure pour une montée en pression linéaire
- Mécanisme «horlogerie» haute précision
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro, parfait mix entre maintien et praticité
- Fermeture à sangles pour la longévité
- Protège manomètre en mousse antichoc



Caractéristiques techniques :

- Type : mono-brassard
- Tubulure : double
- Boîtier en métal
- Brassard coton
- Support manomètre en cuir

Réf.	Caract.	Taille
518012	Tensiomètre Vaquez Laubry Classic adulte. Velcro, Marine.	Adulte M (26-34 cm)

Vous accompagner au quotidien

BIOPSIE



IMAGERIE



DÉSINFECTION



GYNÉCOLOGIE



MOBILIER MÉDICAL



RADIOPROTECTION



HOUSSES DE PROTECTION



PROTECTIONS DE SONDES



MOBILIER AMAGNÉTIQUE



(CE11-2023)

femina
by EDM

EDM
medical
imaging

EDM

1, rue des Boisseliers - 95330 Domont - France
www.edm-imaging.com

Tél. : + 33 (0)1 30 11 83 50

Fax : + 33 (0)1 39 35 75 25